

Machine De Détatouage Laser Pico Picosure Picoseconde

Numéro d'article: BL-204



Introduction

Machine laser picoseconde pour le détatouage et le rajeunissement de la peau. Impulsions à triple longueur d'onde et haute énergie pour des résultats plus rapides avec un temps de récupération minimal. Sûr pour tous les types de peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Laser Picoseconde	Laser Nd Yag Traditionnel
Durée d'impulsion	1 ps (10^{-12} s)	1 ns (10^{-9} s)
Vitesse de traitement	90x plus rapide	Référence
Puissance	20x plus forte	Référence
Longueurs d'onde	755 nm, 1064 nm, 532 nm, 1320 nm	Généralement 1064 nm
Énergie max.	2000 mJ	1500 mJ
Élimination de la mélanine	Particules de type poussière (métabolisme facile)	Particules plus grosses (plus difficiles à métaboliser)
Séances de traitement	1-3 séances	4-6 séances
Dommages cutanés	Aucun dommage de surface (755 nm)	Dommages de surface possibles
Système de refroidissement	Avancé : circulation d'eau + air, 4 ventilateurs	Basique
Construction	Boîtier en acier allié, cadre en acier inoxydable	Souvent boîtier en verre/plastique
Fonctionnalités spéciales	Dispositif articulé à 7 bras, technologie de lentille de focalisation	Transmission conventionnelle