

Traitement Gynécologique Hifu Pour Le Resserrement Vaginal Par Hifu

Numéro d'article: BL-508



Introduction

HIFU vaginal non invasif pour le resserrement, le rajeunissement et le bien-être amélioré. Traitements sûrs et indolores avec des résultats durables. En savoir plus !

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Tension	AC 100V-240V, 50/60Hz
Modèle HIFU	HIFU vaginal
Puissance	0,1 J (faible) à 1,0 J (fort) (par pas de 0,1 J)
Espacement	1,0 à 3,0 mm (par pas de 0,1 mm)
Longueur focale	5 à 25 mm (par pas de 1,0 mm)
Angle de rotation	5°-25°
Fusible	FL5X20/3.15A avec tampon (double fusible)
Poids net	15 kg
Taille	42x55x80cm